

WbおよびElisa用抗Nsd1ポリクローナル抗体 - Q96L73

商品番号: CM0026113



前書き

ヒトNSD1に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットティングおよびELISAに適しています。転写調節に関与するヒストンメチルトランスフェラーゼを標的とし、ヒトおよびマウスのサンプル中のNSD1を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NSD1 ウサギ pAb
別名	STO; KMT3B; SOTOS; ARA267; SOTOS1; NSD1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	64324
遺伝子ID	64324
免疫原	ヒトNSD1 (NP_071900.2) のアミノ酸60〜260番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96L73
タンパク質分子量	297kDa
発送	保冷剤