


Anti-Nsd2/Whsc1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - O96028

商品番号: CM0030375



前書き

ヒストンメチルトランスフェラーゼWHSC1/NSD2に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウスと反応します。エピジェネティクスおよびクロマチン生物学研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WHSC1 ウサギ pAb
備考/別名	WHS; TRX5; KMT3F; KMT3G; MMSET; RAUST; WHSC1; REIIBP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7468
GeneID	7468
免疫原	ヒトWHSC1のアミノ酸1-240に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_579877.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O96028
タンパク質分子量	152kDa
発送	保冷バッグ