

Wb、Elisa用抗Nsd3/Whsc1L1ポリクローナル抗体 - Q9Bz95

商品番号: CM0019754



前書き

ヒトNSD3/WHSC1L1を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。クロマチン制御におけるH3K4me2およびH3K27me2エピジェネティックマークの研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NSD3/WHSC1L1ウサギpAb
備考/別名	KMT3F; KMT3G; WHISTLE; WHSC1L1; pp14328; NSD3/WHSC1L1
種	ヒト
遺伝子ID	54904
免疫原	ヒトNSD3/WHSC1L1 (NP_075447.1) のアミノ酸430～590に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BZ95
タンパク質分子量	162kDa
配送	保冷バッグ