


Wb、Elisa用抗Nsdhlモノクローナル抗体 - Q15738

商品番号: CM0003200



前書き

研究グレードのウサギ由来抗NSDHLモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。コレステロール生合成とEGFRトラフィッキングに関与するステロール-4- α -カルボキシレート3-デヒドロゲナーゼであるヒトNSDHL (Q15738) を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NSDHL ウサギmAb
別名	H105E3; XAP104; SDR31E1; NSDHL
反応種	ヒト
GeneID	50814
免疫原	ヒトNSDHL (NP_057006.1) のアミノ酸50～150番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アッセイ	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15738
タンパク質分子量	42kDa
輸送方法	保冷剤