

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗Nsfウサギポリクローナル抗体 - P46459

商品番号: CM0016897



前書き

WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みの、ヒトNSF（小胞融合ATPアーゼ）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応します。小胞輸送およびゴルジ体機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NSFウサギpAb
備考／別名	SKD2; DEE96; SEC18; NSF
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4905
遺伝子ID	4905
免疫原	ヒトNSF（NP_006169.2）のアミノ酸251～400を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46459
タンパク質分子量	83kDa
発送	保冷バッグ