

Anti-Nsfl1C ウサギポリクローナル抗体 (P47) For Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Unz2

商品番号: CM0025325



前書き

ヒトNSFL1C/p47に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ゴルジ体、分裂期、およびVCP関連の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NSFL1C Rabbit pAb
備考/別名	P47; UBX1; UBXD10; UBXN2C; dj776F14.1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55968
遺伝子ID	55968
免疫原	ヒトNSFL1C (NP_057227.2) のアミノ酸1-185に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UNZ2
タンパク質分子量	41kDa
配送	アイスバッグ