

抗Nsl1ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q96Iy1

商品番号: CM0025783



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのNSL1ウサギポリクローナル抗体です。有糸分裂染色体の整列と分離に重要なヒト動原体結合タンパク質NSL1を検出します。細胞周期および動原体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NSL1 Rabbit pAb
備考/別名	DC8, MIS14, C1orf48, NSL1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	25936
遺伝子ID	25936
免疫原	ヒトNSL1（NP_056286.3）のアミノ酸1-281に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96IY1
タンパク質分子量	32kDa
配送方法	氷袋