

Wb、Elisa用Anti-Nsmfポリクローナル抗体 - Q6X4W1

商品番号: CM0027837

前書き

WBおよびELISA用のNSMFウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのNSMF（NELFまたはHH9としても知られる）を検出します。NSMFは、神経細胞の移動と樹状突起の細胞構造に関与する60 kDaのNMDA受容体シナプト核シグナル伝達因子です。神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NSMF Rabbit pAb
備考/別名	HH9; NELF; NSMF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26012
GeneID	26012
免疫原	ヒトNSMF (NP_001124443.1) のアミノ酸226-505に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q6X4W1
タンパク質分子量	60kDa
配送	アイスバッグ