

Anti-Nsrp1ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9H0G5

商品番号: CM0022667

前書き

NSRP1（CCDC55/NSrp70）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。pre-mRNAスプライシングおよび核スペckル動態の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	NSRP1 Rabbit pAb
備考/別名	CCDC55; NSrp70; HSPC095; NEDSSBA; NSRP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84081
免疫原	ヒトNSRP1（NP_115517.1）のアミノ酸1-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H0G5
タンパク質分子量	66kDa
配送	アイスバッグ