

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Nsun2ポリクローナル抗体 - Q08J23

商品番号: CM0028055

前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質ウサギ由来NSUN2ポリクローナル抗体です。ヒトNSUN2（Q08J23）を標的とし、マウスおよびラットと交差反応性を示します。RNAメチル化および分化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NSUN2 ウサギpAb
別名	MISU; MRT5; SAKI; TRM4; NSUN2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	54888
GeneID	54888
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNSUN2（NP_060225.4）のアミノ酸617～708番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロット	Q08J23
タンパク質分子量	86kDa
発送方法	保冷剤