

Anti-Nsun3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb & Elisa - Q9H649

商品番号: CM0016153

前書き

ヒトNSUN3（COXPD48に関連するミトコンドリアtRNAメチルトランスフェラーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルでWBおよびELISAについて検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NSUN3 Rabbit pAb
備考/別名	MST077; COXPD48; MSTP077; NSUN3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	63899
遺伝子ID	63899
免疫原	ヒトNSUN3 (NP_071355.1) のアミノ酸1-120に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H649
タンパク質分子量	38kDa
配送	氷袋