

ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Ntf3 ウサギポリクローナル抗体 - P20783

商品番号: CM0029393



前書き

ヒトNTF3（ニューロトロフィン-3）を認識するウサギポリクローナル抗体（ウエスタンブロット、IHC-P、ELISA用）。マウスとの交差反応性あり。神経細胞生存および神経栄養因子研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NTF3 ウサギ pAb
備考/別名	NT3; HDNF; NGF2; NT-3; NGF-2; NTF3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4908
遺伝子ID	4908
免疫原	ヒトNTF3（NP_002518.1）のアミノ酸19-257に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P20783
タンパク質分子量	29kDa
輸送	保冷バッグ