


Wb、Elisa用 抗Nth1 ウサギモノクローナル抗体 - P78549

商品番号: CM0003171



前書き

ヒトNTH1（エンドヌクレアーゼIII様タンパク質1）に対する組換えウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーション用。ヒトサンプルで検証済み。DNA修復および酸化損傷研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NTH1 Rabbit mAb
備考/別名	FAP3; NTH1; OCTS3; hNTH1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4913
GeneID	4913
免疫原	組換えタンパク質（ヒトNTH1（NP_002519.1）のアミノ酸1-136に対応する配列を含む組換え融合タンパク質）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P78549
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ