


Anti-Ntmt1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9Bv86

商品番号: CM0029462



前書き

ヒトNTMT1（N末端メチルトランスフェラーゼ）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済み、マウスおよびラットと交差反応します。クロマチンや有糸分裂研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NTMT1 Rabbit pAb
別名	NRMT; NRMT1; NTM1A; AD-003; HONT1A; C9orf32; METTL11A; NTMT1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	28989
遺伝子ID	28989
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BV86
タンパク質分子量	25kDa
発送方法	保冷剤