


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Ntpcr ウサギ ポリクローナル抗体 - Q9Bsd7

商品番号: CM0018617



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのNTPCRウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのNTPCR（癌関連ヌクレオシド三リン酸分解酵素）を検出します。ヌクレオチド代謝および腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NTPCR ウサギ pAb
備考/別名	THEP1, Clorf57, HCR-NTPase, NTPCR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84284
GeneID	84284
免疫原	ヒトNTPCR (NP_115700.1) のアミノ酸91-190に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BSD7
タンパク質分子量	21kDa
発送	保冷バッグ