


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Ntrk1/Ntrk2/Ntrk3 ポリクローナル抗体 - P04629/Q16620/Q16288

商品番号: CM0020772



前書き

NTRK1、NTRK2、NTRK3を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF/ICC、ELISAで検証済み。神経栄養因子シグナル伝達研究および神経生物学アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	NTRK1/NTRK2/NTRK3 ウサギ pAb
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4914/4915/4916
GeneID	4914/4915/4916
免疫原	ヒトNTRK1/NTRK2/NTRK3 (NP_002520.2) のアミノ酸700-796に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04629/Q16620/Q16288
発送	保冷バッグ