

Wb、If-P、Elisa用抗Ntsポリクローナル抗体 - P30990

商品番号: CM0015218



前書き

ヒトNTSに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。脂肪代謝および平滑筋収縮におけるニューロテンシン機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NTS Rabbit pAb
備考/別名	NN; NT; NT/N; NTS1; NMN-125; NTS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4922
GeneID	4922
免疫原	ヒトNTS (NP_006174.1) のアミノ酸24-148に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P30990
タンパク質分子量	20kDa
配送	アイスパック