

WbおよびElisa用 Anti-Ntsr1 ポリクローナル抗体 - P30989

商品番号: CM0028068



前書き

高親和性ニューロテンシン受容体タイプ1（NTSR1）ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、ヒトおよびマウスに反応性あり。GPCRシグナル伝達およびがん研究アプリケーションに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NTSR1 ウサギ pAb
備考/別名	NTR; NTSR1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4923
遺伝子ID	4923
免疫原	ヒトNTSR1（NP_002522.2）のアミノ酸1-70に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P30989
タンパク質分子量	46kDa
発送	保冷バッグ