

Nuak1に対するウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O60285

商品番号: CM0018934

前書き

ヒトNUAK1/ARK5キナーゼを標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロッティングおよびELISAアプリケーションで検証済みです。ヒトとラットの両タンパク質を検出し、細胞接着、細胞老化、がん進行経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUAK1 Rabbit pAb
別名	ARK5, NUA1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	9891
GeneID	9891
免疫原	ヒトNUAK1（NP_055655.1）のアミノ酸362～661番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O60285
タンパク質分子量	74kDa
発送方法	氷袋