

If/Icc用抗Nuak2ポリクローナル抗体 - Q9H093

商品番号: CM0023960

前書き

ヒトNUAK2（SNARK）に対するウサギ由来ポリクローナル抗体で、免疫蛍光法/免疫細胞化学での性能が確認済みです。アポトーシス、細胞遊走、Hippoシグナル伝達、神経管発生の研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUAK2 Rabbit pAb
備考/別名	NUAK2; SNARK; NUAK family kinase 2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	81788
GeneID	81788
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	IF/ICC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9H093
タンパク質分子量	69kDa
発送方法	保冷剤