


Wb、If/Icc、Elisa用抗Nub1ポリクローナル抗体 - Q9Y5A7

商品番号: CM0018792



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF/ICC、ELISAでの検証済みNUB1ウサギポリクローナル抗体。NEDD8結合システムのダウンレギュレーターであるNEDD8 ultimate buster 1を標的とし、プロテアソーム分解研究に適しています。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	NUB1 Rabbit pAb
備考/別名	BS4; NUB1L; NYREN18; NUB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51667
GeneID	51667
免疫原	ヒトIFT140 (NP_001350458.1) のアミノ酸1~100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5A7
タンパク質分子量	71kDa
配送	保冷バッグ