

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Nubp1ウサギポリクローナル抗体 - P53384

商品番号: CM0020059

前書き

WB、IHC-P、ELISAでバリデーション済みのNUBP1ウサギポリクローナル抗体。細胞質Fe-Sクラスターアセンブリー因子NUBP1を標的とし、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。鉄硫黄タンパク質の生合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUBP1ウサギpAb
備考／別名	NBP; NBP1; CIAO5; NBP35; NUBP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4682
GeneID	4682
免疫原	ヒトNUBP1 (NP_002475.2) のアミノ酸201〜320に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P53384
タンパク質分子量	35kDa
輸送	保冷バッグ