

WbおよびElisa用抗Nucks1ウサギポリクローナル抗体 - Q9H1E3

商品番号: CM0022402

前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みの高品質NUCKS1ウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を示します。相同組換えによるDNA修復およびクロマチンダイナミクスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUCKS1ウサギpAb
備考/別名	JC7; NUCKS; NUCKS1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	64710
GeneID	64710
免疫原	ヒトNUCKS1（NP_073568.2）のアミノ酸100～200に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H1E3
タンパク質分子量	27 kDa
輸送	保冷剤