


抗核マトリックスタンパク質P84 (Thoc1) モノクローナル抗体 (Wb、Ip、Eli sa用) - Q96Fv9

商品番号: CM0011268



前書き

SWISSアクセッション番号Q96FV9の核マトリックスタンパク質p84 (THOC1) を標的とするウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるウェスタンブロット、免疫沈降、ELISAに適しています。TREX複合体およびアポトーシスの研究に使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	核マトリックスタンパク質p84 (THOC1) ウサギmAb
備考/別名	P84; HPRI; P84N5; DFNA86; 核マトリックスタンパク質p84 (THOC1)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9984
遺伝子ID	9984
免疫原	合成ペプチド - ヒト核マトリックスタンパク質p84 (THOC1) (NP_005122.2) のアミノ酸350〜450内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96FV9
タンパク質分子量	76kDa
輸送	保冷バッグ