


抗核マトリックスプロテインP84 (Thoc1)

ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q96Fv9

商品番号: CM0027912



前書き

ヒトTHOC1/p84 (76kDa)

に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。マウス、ラットと交差反応性があります。mRNA輸送、アポトーシス、がん研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	核マトリックスプロテインp84 (THOC1) ウサギpAb
備考/別名	P84; HPR1; P84N5; DFNA86; Nuclear Matrix Protein p84 (THOC1)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9984
GeneID	9984
免疫原	ヒト核マトリックスプロテインp84 (NP_005122.2) のアミノ酸428-657に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96FV9
タンパク質分子量	76kDa
輸送	保冷バッグ