

抗ヌクレオビンディン-

1 (Nucb1) ウサギポリクローナル抗体 (Wb・Elisa用) - Q02818

商品番号: CM0021541



前書き

ヒトヌクレオビンディン-

1 (NUCB1/CALNUC) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。ゴルジカルシウム結合タンパク質の機能やGタンパク質シグナル伝達の調査に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	NUCB1 ウサギ pAb
備考/別名	NUC; CALNUC; NUCB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4924
免疫原	ヒトNUCB1 (NP_006175.2) のアミノ酸302-461に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q02818
タンパク質分子量	54kDa
配送	氷袋