

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗ヌクレオリンモノクローナル抗体 - P19338

商品番号: CM0002390



前書き

ヒトヌクレオリン（C23）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAに使用可能。クロマチンおよびリボソーム生合成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Nucleolin Rabbit mAb
備考/別名	C23; Nsr1; Nucleolin
種	ヒト
遺伝子ID	4691
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P19338
タンパク質分子量	77kDa
配送	水袋