

抗ヌクレオリン（Ncl）ウサギポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、Elisa対応 - P19338

商品番号: CM0025732



前書き

WB、IHC-

P、ELISAでの検証済み高品質抗NCLウサギポリクローナル抗体。主要な核小体タンパク質であるヒトおよびマウスのヌクレオリンを認識します。クロマチンおよびリボソーム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NCL ウサギ pAb
別名	C23; Nsr1; NCL
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4691
免疫原	ヒトNCL (NP_005372.2) のアミノ酸300～466に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P19338
タンパク質分子量	77kDa
輸送方法	氷袋