

抗ヌクレオフォスミンモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P06748

商品番号: CM0008538



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みの抗ヌクレオフォスミンモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと反応します。リボソーム生合成、中心体複製、腫瘍抑制因子制御の研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヌクレオフォスミン ウサギmAb
備考/別名	B23; NPM
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4869
GeneID	4869
免疫原	ヒトNPM1 (NP_001238905.1) のアミノ酸9～122番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06748
タンパク質分子量	33kDa
発送方法	氷袋梱包