

Wb、Elisa用 Anti-Nudc ポリクローナル抗体 - Q9Y266

商品番号: CM0027519



前書き

ヒトNUDC（核移行タンパク質nudC）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるNUDCの検出に適しています。組換え免疫原、38 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUDC ウサギ pAb
備考/別名	HNUDC; MNUDC; NPD011; NUDC
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10726
GeneID	10726
免疫原	ヒトNUDC (NP_006591.1) のアミノ酸1-331に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y266
タンパク質分子量	38kDa
発送	保冷バッグ