


WbおよびElisa用Anti-Nudc Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Y266

商品番号: CM0009737



前書き

ヒトNUDCを標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しています。マウスおよびラットのNUDCと交差反応します。有糸分裂、細胞質分裂、および神経発生の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUDC Rabbit mAb
備考/別名	HNUDC; MNUDC; NPD011; NUDC
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10726
GeneID	10726
免疫原	ヒトNUDC (Q9Y266) のアミノ酸232-331内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y266
タンパク質分子量	38kDa
配送	氷袋