

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Nudt15 ポリクローナル抗体 - Q9Nv35

商品番号: CM0027182



前書き

ヒトNUDT15に対するウサギポリクローナル抗体。W
B、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反
応性あり。ヌクレオチド代謝、チオプリン薬剤応答、
細胞周期調節の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUDT15 ウサギ pAb
備考/別名	MTH2; NUDT15D; NUDT15
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55270
GeneID	55270
免疫原	ヒトNUDT15 (NP_060753.1) のアミノ酸1-164に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NV35
タンパク質分子量	19kDa
輸送	保冷バッグ