

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Nudt15 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nv35

商品番号: CM0013311



前書き

ヒトNUDT15に対するウサギポリクローナル抗体。W
B、IHC-

P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交
差反応します。ヌクレオチド代謝、チオプリン薬剤応
答、DNA合成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUDT15 ウサギ pAb
備考 / 別名	MTH2; NUDT15D; NUDT15
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55270
GeneID	55270
免疫原	ヒトNUDT15 (NP_060753.1) のアミノ酸1-164に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9NV35
タンパク質分子量	19kDa
発送	保冷バッグ