

Wb、Elisa用 Anti-Nudt16 ポリクローナル抗体 - Q96De0

商品番号: CM0021023



前書き

U8

snoRNA脱キャップ酵素およびヌクレオチドプールサニタイザーであるNUDT16に対するウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスでのWBおよびELISAで検証済み。RNA代謝および核酸品質管理研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUDT16 ウサギ pAb
備考/別名	NUDT16
種	ヒト
遺伝子ID	131870
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNUDT16 (NP_689608.2) のアミノ酸60-130に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96DE0
タンパク質分子量	21kDa
発送	保冷バッグ