

Wb、Elisa用抗Nudt18ポリクローナル抗体 - Q6Zvk8

商品番号: CM0028240



前書き

ヒトNUDT18（MTH3）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。DNA/RNA損傷およびヌクレオチド代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUDT18 ウサギ pAb
備考/別名	MTH3; NUDT18
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79873
GeneID	79873
免疫原	ヒトNUDT18 (NP_079091.3) のアミノ酸1-323に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6ZVK8
タンパク質分子量	36kDa
配送	保冷バッグ