

Anti-Nudt21 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - O43809

商品番号: CM0029014



前書き

NUDT21ウサギポリクローナル抗体（ウェスタンブロット、IHC、ELISA用）。ヒト、マウス、ラットのNUDT21を検出します。pre-mRNAの切断とポリアデニル化、および選択的ポリアデニル化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUDT21 Rabbit pAb
備考/別名	CPSF5; CFIM25; NUDT21
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11051
GeneID	11051
免疫原	ヒトNUDT21 (NP_008937.1) のアミノ酸1-227に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43809
タンパク質分子量	26kDa
配送	氷袋