


Wb、If/Icc、Elisa対応 抗Nudt5モノクローナル抗体 - Q9Ukk9

商品番号: CM0002278



前書き

ヒトNUDT5を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAのアプリケーションに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。NUDT5は核内ATP合成に関与するADP-糖ピロホスファターゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUDT5 ウサギmAb
備考/別名	YSA1; YSA1H; YSAH1; hNUDT5; NUDT5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11164
GeneID	11164
免疫原	合成ペプチド：ヒトNUDT5 (Q9UUK9) のアミノ酸1～100領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UUK9
タンパク質分子量	24kDa
輸送方法	保冷剤