


## Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Nudt6 ポリクローナル抗体 - P53370

商品番号: CM0018311



## 前書き

## NUDT6 Rabbit

pAbは、ヒトNUDT6を標的とするポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。NUDT6はNADHとFADを加水分解し、細胞増殖の調節に関与する可能性があり、ヌクレオチド代謝およびミトコンドリア研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名         | NUDT6 Rabbit pAb                                       |
| 備考/別名       | GFG1; GFG-1; ASFGF2; FGF-AS; FGF2AS; NUDT6             |
| 種           | ヒト                                                     |
| GeneID (ヒト) | 11162                                                  |
| GeneID      | 11162                                                  |
| 免疫原         | ヒトNUDT6 (NP_009014.2) のアミノ酸121-316に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                    |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                              |
| 適用          | WB, IF/ICC, ELISA                                      |
| 交差反応性       | ヒト                                                     |
| SWISS       | P53370                                                 |
| タンパク質分子量    | 36kDa                                                  |
| 発送          | 保冷バッグ                                                  |