


Nuf2に対するウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Bzd4

商品番号: CM0003012



前書き

高品質なウサギモノクローナル抗NUF2抗体で、WBおよびELISAアプリケーションで検証済みです。染色体分離に必須なキネトコアタンパク質であるヒトNUF2と反応し、予測分子量は54kDaです。細胞周期や有糸分裂の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUF2 ウサギmAb
別名	CDCA1; CT106; NUF2R; NUF2
対象種	ヒト
GeneID	83540
免疫原	合成ペプチド ヒトNUF2（Q9BZD4）のアミノ酸1〜100番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BZD4
タンパク質分子量	54kDa
配送方法	保冷剤