


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Numa1ラビットモノクローナル抗体 - Q14980

商品番号: CM0011410



前書き

ヒトNUMA1 (NMP-22) を標的とするラビットモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。紡錘体および核マトリックスの研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUMA1 Rabbit mAb
備考/別名	NUMA; NMP-22; NUMA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4926
GeneID	4926
免疫原	ヒトNUMA1 (Q14980) のアミノ酸2000-2100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14980
タンパク質分子量	238kDa
配送	氷袋