

ウエスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Numbウサギポリクローナル抗体 - P49757

商品番号: CM0027769



前書き

ヒトNUMBを標的とするウサギポリクローナル抗体。
ウエスタンブロット、IHC-
P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、
ラットサンプル中の内因性NUMBを検出します。神経
発生とエンドサイトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUMB ウサギ pAb
備考/別名	S171; C14orf41; c14_5527; NUMB
種	ヒト
遺伝子ID	8650
免疫原	ヒトNUMB (NP_003735.3) のアミノ酸521-640に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49757
タンパク質分子量	71kDa
輸送	保冷バッグ