

Wb、Elisa用 抗Nup107 ポリクローナル抗体 - P57740

商品番号: CM0013201



前書き

ヒトNUP107に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルでNUP107を検出します。NUP107は、NPCの組み立てと腎形成に不可欠な核膜孔複合体タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUP107 ウサギ pAb
備考/別名	ODG6; NUP84; NPHS11; GAMOS7; NUP107
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	57122
遺伝子ID	57122
免疫原	ヒトNUP107（NP_065134.1）の amino 酸766-925に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P57740
タンパク質分子量	106kDa
輸送	保冷バッグ