

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Nup153モノクローナル抗体 - P49790

商品番号: CM0006793



前書き

CamelBioのNUP153ウサギモノクローナル抗体は、ウェスタンブロッティング、免疫組織化学、免疫蛍光、ELISAにおいて、ヒト、マウス、ラットのヌクレオポリン153（154 kDa）を検出します。核膜孔複合体、核細胞質間輸送、ウイルスと宿主の相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUP153ウサギmAb
備考／別名	N153; HNUP153; NUP153
種	ヒト
GeneID（ヒト）	9972
GeneID	9972
免疫原	合成ペプチド：ヒトNUP153（P49790）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49790
タンパク質分子量	154 kDa
配送	保冷剤