

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Nup155ウサギモノクローナル抗体 - O75694

商品番号: CM0004416



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの抗NUP155ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスのNUP155（核細胞質輸送に不可欠な155 kDaの核膜孔複合体タンパク質）を認識します。細胞生物学および輸送機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUP155 ウサギ mAb
備考/別名	N155; ATFB15; NUP155
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	9631
GeneID	9631
免疫原	ヒトNUP155 (NP_705618.1) のアミノ酸901-1050に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75694
タンパク質分子量	155kDa
輸送	保冷バッグ