

Nup155に対するウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O75694

商品番号: CM0025416



前書き

ヒトNUP155（155 kDaヌクレオポリン）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット（WB）およびELISAでの検証が完了しています。核-細胞質輸送に必須な核膜孔複合体の構成成分であり、I

VD研究およびアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUP155 Rabbit pAb
別名	N155; ATFB15; NUP155
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9631
遺伝子ID	9631
免疫原	ヒトNUP155（NP_705618.1）のアミノ酸1102～1391位に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O75694
タンパク質分子量	155kDa
発送方法	保冷剤同梱