

Anti-Nup160 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q12769

商品番号: CM0030666



前書き

NUP160

ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証済みで、ヒト反応性があります。核膜孔複合体タンパク質Nup160（162kDaのヌクレオポリン、mRNA輸送に参与）を標的とします。NPCおよび核-細胞質間輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUP160 ウサギ pAb
備考/別名	NPHS19; NUP160
種	ヒト
GeneID	23279
免疫原	ヒトNUP160（NP_056046.1）のアミノ酸40-150に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q12769
タンパク質分子量	162kDa
発送	保冷バッグ