


Anti-Nup205 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q92621

商品番号: CM0023641



前書き

ヒトNUP205を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。核膜孔複合体の機能および核細胞質輸送機構の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUP205 Rabbit pAb
備考/別名	NPHS13; C7orf14; NUP205
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23165
遺伝子ID	23165
免疫原	ヒトNUP205 (NP_055950.1) のアミノ酸10-120に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92621
タンパク質分子量	228kDa
配送	氷袋