


Wb、If/Icc、Elisa用抗Nup210（Gp210/Pom210）ウサギポリクローナル抗体 - Q8Tem1

商品番号: CM0021245



前書き

205

kDaの核膜孔糖タンパク質であるNUP210（GP210、POM210）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、ヒトおよびマウス試料に交差反応性を示します。核膜孔複合体の形成および輸送研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUP210ウサギpAb
備考／別名	GP210 ; POM210 ; NUP210
種	ヒト
GeneID（ヒト）	23225
GeneID	23225
免疫原	ヒトNUP210（NP_079199.2）のアミノ酸680～880に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8TEM1
タンパク質分子量	205 kDa
配送	保冷剤