


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Nup214 ポリクローナル抗体 - P35658

商品番号: CM0030911



前書き

ヒトNUP214（CANタンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。核細胞質輸送および核膜孔複合体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUP214 Rabbit pAb
備考/別名	CAN; CAIN; HAE9; NUP214
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8021
GeneID	8021
免疫原	合成ペプチド ヒトNUP214 (NP_005076.3) のアミノ酸1251-1350領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35658
タンパク質分子量	214kDa
配送	アيسバッグ