


Nup50ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ukx7

商品番号: CM0027310



前書き

WB、IHC-

P、ELISAアプリケーション用のヒトNUP50（Q9UKX7）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルで検証済み。核膜孔複合体およびタンパク質インポートの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUP50 ウサギ pAb
備考/別名	NPAP60; NPAP60L; NUP50
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10762
遺伝子ID	10762
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UKX7
タンパク質分子量	50kDa
配送	アイスバッグ